

Anticorpo Policlonal Anti-Lrsam1 Para Wb E Elisa - Q6Uwe0

Número do item: CM0025361

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra LRSAM1, validado para Western blot e ELISA. Detecta LRSAM1 (E3 ubiquitina ligase envolvida na autofagia e neurodegeneração) em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa na doença de Charcot-Marie-Tooth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LRSAM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	TAL; CMT2P; RIFLE; LRSAM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	90678
GeneID	90678
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6UWE0
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo