

Anticorpo Policlonal Anti-Lrwd1 Para Wb, Elisa - Q9Ufc0

Número do item: CM0020521

introdução

Anticorpo policlonal de coelho LRWD1 validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo a proteína 1 contendo repetições ricas em leucina e repetições WD (CENP-33/ORCA), envolvida na replicação de DNA e na organização da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lrwd1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ORCA; CENP-33; Lrwd1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	222229
ID do Gene	222229
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do Lrwd1 humano (NP_690852.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UFC0
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco com gelo