


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lsh/Hells Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9NrZ9

Número do item: CM0007580



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Lsh/HELLS humano (Q9NRZ9), validado para WB, IF, IHC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre remodelamento da cromatina e metilação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho Lsh/HELLS
Observações/Alíás	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; Lsh/HELLS
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3070
ID do gene	3070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 614-838 de Lsh/HELLS humano (NP_060533.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NRZ9
Peso da proteína	97 kDa
Envio	Bolsa de gelo