

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Lsm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15116

Número do item: CM0017413

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao LSM1 humano (SWISS O15116). Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Útil para o estudo da degradação de mRNA e processamento de mRNA de histona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CASM; YJL124C; LSM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27257
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-133 do LSM1 humano (NP_055277.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15116
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo