

Anticorpo Policlonal Anti-Lsm11 Para Wb, Elisa - P83369

Número do item: CM0030096



introdução

Anticorpo policlonal coelho contra LSM11 humano, um componente chave do complexo U7 snRNP envolvido no processamento de mRNA de histonas. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudos de ciclo celular e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSM11 Coelho pAb
Observações/Apelido	AGS8; LSM11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	134353
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 131-360 do LSM11 humano (NP_775762.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P83369
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de Gelo