

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lsm12 Para Wb, Elisa - Q3Mhd2

Número do item: CM0022100

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LSM12 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Adequado para pesquisa de sinalização de Ca²⁺ mediada por NAADP. Peso proteico 22kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	LSM12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PNAS-135; LSM12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	124801
GeneID	124801
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 do LSM12 humano (NP_689557.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q3MHD2
Peso Proteico	22kDa
Envio	Em saco de gelo