

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lsm14A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nd56

Número do item: CM0019584



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à LSM14A humana (RAP55), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta essencial para estudar corpos-P, repressão translacional e regulação do fuso mitótico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSM14A Rabbit pAb
Observações/Apêndices	RAP55; FAM61A; RAP55A; C19orf13; LSM14A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	26065
GeneID	26065
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da LSM14A humana (NP_001107565.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8ND56
Peso Proteico	51kDa
Transporte	Saco de Gelo