


Anticorpo Policlonal Anti-Lsm2 Para Wb, Elisa - Q9Y333

Número do item: CM0027575



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LSM2 humano, validado para WB e ELISA. Detecta uma proteína de 11 kDa, com reatividade confirmada em amostras humanas. Otimizado para aplicações de pesquisa em splicing de pré-mRNA e spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSM2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57819
GeneID	57819
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y333
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo