


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Lsm3 Para Wb, Elisa - P62310

Número do item: CM0016192



introdução

Anticorpo policlonal coelho LSM3 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, detectando a proteína semelhante a Sm associada ao snRNA U6 LSM3 de humano e rato, um componente do spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho LSM3 (LSM3 Rabbit pAb)
Observações/Apelido	SMX4; USS2; YLR438C; LSM3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27258
ID do Gene	27258
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-102 do LSM3 humano (NP_055278.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P62310
Peso Proteico	12kDa
Envio	Em saco de gelo