

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lsm4 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y4Z0

Número do item: CM0028461



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LSM4, uma proteína semelhante a Sm associada ao snRNA U6 envolvida no splicing de pré-mRNA. Validado para Western blot (WB), imunoprecipitação (IP) e ELISA; reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho LSM4
Observações/Apêndice	GRP; YER112W; LSM4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25804
GeneID	25804
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-139 do LSM4 humano (NP_036453.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y4Z0
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de Gelo