

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lsp1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P33241

Número do item: CM0005927



introdução

LSP1 mAb de coelho (P33241) validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Específico para a proteína 1 específica de linfócitos, ideal para pesquisa de ativação de neutrófilos e quimiotaxia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSP1 mAb de Coelho
Observações/Alias	WP34; pp52; LSP1
Espécie	Humano
GeneID	4046
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33241
Peso Molecular da Proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo