

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lsp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33241

Número do item: CM0029547



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LSP1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Útil para estudar a ativação e quimiotaxia de neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	WP34; pp52; LSP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4046
GeneID	4046
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-339 do LSP1 humano (NP_002330.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P33241
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo