

Anticorpo Policlonais Anti-Lsr Para Wb E Elisa - Q86X29

Número do item: CM0029455

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LSR humano (receptor de lipoproteína estimulado por lipólise), validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de depuração de lipoproteínas e biologia de junções apertadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LSR Rabbit pAb
Observações/Alias	ILDR3; LISCH7; LSR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51599
GeneID	51599
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-240 do LSR humano (NP_057009.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86X29
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo