


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01374

Número do item: CM0016616



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra LTA humano (Linfotoxina-alfa), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa de citocinas e necrose tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LTA Rabbit pAb
Observações/Apelido	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4049
ID do Gene	4049
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-205 da LTA humana (NP_000586.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01374
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo