


## Anticorpo Monoclonal Anti-Lta4H Para Wb - P09960

Número do item: CM0009961



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LTA4H humana (hidrolase do leucotrieno A4) para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre inflamação e mediadores lipídicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-LTA4H                                                                                              |
| Observações/Apelido | LTA4H; hidrolase do leucotrieno A4                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                |
| ID do gene (humano) | 4048                                                                                                                  |
| ID do gene          | 4048                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-600 da LTA4H humana (P09960) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                              |
| SWISS               | P09960                                                                                                                |
| Peso da proteína    | 69 kDa                                                                                                                |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                         |