


Anticorpo Policlonal Anti-Lta4H Para Wb E Elisa - P09960

Número do item: CM0020336



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LTA4H humana, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. A LTA4H é uma enzima bifuncional envolvida na biossíntese do leucotrieno B4 e na resolução da inflamação. Ideal para pesquisas sobre doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LTA4H Rabbit pAb
Observações/Apelido	LTA4H
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4048
GeneID	4048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 312-611 da LTA4H humana (NP_000886.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09960
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo