


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ltb4R Para Wb, Elisa - Q15722

Número do item: CM0013066



introdução

O pAb de Coelho LTB4R é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra um peptídeo sintético do LTB4R humano. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, permitindo pesquisas sobre inflamação e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho LTB4R
Observações/Alias	BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTB4R1; P2RY7; CMKRL1; LTB4R1; LTB4R
Espécie	Humano
ID do Gene	1241
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 253-352 do LTB4R humano (NP_001137391.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q15722
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo