

Anticorpo Policlonal Anti-Ltbp3 Para Wb, Elisa - Q9Ns15

Número do item: CM0013133

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LTBP3 para WB e ELISA, reativo com amostras humanas e de rato. O LTBP3 é um regulador essencial da ativação do TGF-beta, associado à matriz extracelular. Ideal para pesquisa em IVD e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LTBP3 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYSD3; LTBP3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4054
GeneID	4054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1004-1303 do LTBP3 humano (NP_001123616.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9NS15
Peso da Proteína	139 kDa
Envio	Bolsa de gelo