

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ltbr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36941

Número do item: CM0029136



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido a LTBR/TNFRSF3 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e sinalização de NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LTBR Rabbit pAb
Observações/Alias	TNFCR; TNFR3; D12S370; TNFR-RP; TNFRSF3; TNFR2-RP; LT-BETA-R; TNF-R-III; LTBR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4055
ID do Gene	4055
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 336-435 do LTBR humano (NP_002333.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36941
Peso Molecular da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo