

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ltf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02788

Número do item: CM0017467



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LTF humano validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com lactotransferrina de camundongo e rato (~78 kDa), uma proteína de ligação ao ferro fundamental na imunidade inata e na pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LTF Rabbit pAb
Observações/Apelido	LF; HLF2; GIG12; HEL110; LTF
Espécie	Humano
ID do Gene	4057
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-352 do LTF humano (NP_002334.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02788
Peso da Proteína	78kDa

Envio