

Anticorpo Policlonal Anti-Luc7L2 Para Wb, Elisa - Q9Y383

Número do item: CM0015559

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LUC7L2, validado para WB e ELISA. Direciona a proteína LUC7L2 humana e de camundongo, uma putativa proteína de ligação a RNA localizada em speckles nucleares. Ideal para pesquisa de splicing e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	LUC7L2 Coelho pAb
Observações/Apelido	CGI-59; CGI-74; LUC7B2; LUC7L2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51631
GeneID	51631
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y383
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo