

Anti-Lumican (Lum) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51884

Número do item: CM0003118

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra Lumican humano (LUM), validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e córnea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lumican (LUM) mAb de Coelho
Observações/Apelido	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4060
GeneID	4060
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 212-338 do Lumican humano (LUM) (NP_002336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51884
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo