

Anticorpo Policlonal Anti-Subunidade Beta Da Hormona Luteinizante (Lhb) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Número do item: CM0026537

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o LHB humano (subunidade beta da hormona luteinizante). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com rato e rato. Ideal para estudos de endocrinologia reprodutiva e sinalização hormonal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHB Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3972
ID do Gene	3972
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-141 do LHB humano (NP_000885.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P01229
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo