

Anticorpo Policlonal Anti-Subunidade Beta Da Lutropina (Lhb) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Número do item: CM0018742

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade beta da lutropina humana (LHB) para WB, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas; adequado para pesquisas em endocrinologia reprodutiva. Peso molecular previsto de aproximadamente 15 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LHB; CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; subunidade beta da lutropina; subunidade beta da Lutropina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3972
GeneID	3972
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 21-141 da LHB humana (NP_000885.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01229
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo