

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lxr Beta/Ner Para Wb, Elisa - P55055

Número do item: CM0026162



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado ao LXR beta/NER humano (NR1H2). Ideal para aplicações de Western Blot e ELISA em estudos de metabolismo do colesterol e regulação transcricional. SWISS: P55055.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] LXR beta/NER pAb de Coelho
Observações/Apelido	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Espécie	Humano
ID do Gene	7376
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LXR beta/NER humano (NP_009052.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55055
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo