

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lxr Beta/Ner Para Wb, If/Icc, Elisa - P55055

Número do item: CM0023103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LXR beta/NER, validado para WB, IF/ICC e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o receptor de oxisteróis LXR-beta para pesquisas sobre receptores nucleares e metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LXR beta/NER pAb de coelho
Observações/Apelidos	NER; UNR; LXRb; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7376
GeneID	7376
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 180-260 do LXR beta/NER humano (NP_009052.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P55055
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo