


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lxr α Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13133

Número do item: CM0011290



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra LXR α humano (Q13133), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. LXR α é um receptor nuclear fundamental para a regulação da homeostase do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LXR α Rabbit mAb
Observações/Apelido	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Espécie	Humano
ID do Gene	10062
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LXR α humano (Q13133).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13133
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo