


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lxr $\alpha$ Para Wb E Elisa - Q13133

Número do item: CM0019495



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao receptor de oxisteróis LXR-alfa (Receptor X Hepático alfa) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de homeostase do colesterol e sinalização de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho LXR $\alpha$                                                                                                        |
| Observações/Apelido | LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR $\alpha$                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 10062                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-230 do LXR $\alpha$ humano (NP_005684.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                          |
| SWISS               | Q13133                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                      |