

Anticorpo Monoclonal Anti-Ly-6G Para Fc - P35461

Número do item: CM0012463

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Ly-6G (Gr-1) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de granulócitos na medula óssea e outros tecidos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Ly-6G de Camundongo
Observações/Apêndice	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	80740
GeneID	546644
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-134 do Ly-6G de camundongo (NP_001297367.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461
Peso Proteico	28kDa
Envio	Em saco de gelo