

Anti-Ly-6G Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P35461

Número do item: CM0023721

introdução

O pAb de Coelho Ly-6G é um anticorpo policlonal validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta especificamente o Ly-6G de camundongo, uma proteína ancorada por GPI expressa na medula óssea, ideal para estudos de células mieloides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Ly-6G pAb de Coelho
Observações/Apelido	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
GeneID	546466
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-105 do Ly-6G de camundongo (NP_001297367.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo