

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ly6E Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16553

Número do item: CM0018602

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LY6E humano (RIG-E/SCA-2); validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de células T e entrada de coronavírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LY6E Rabbit pAb
Observações/Apelido	RIGE; SCA2; RIG-E; SCA-2; TSA-1; LY6E
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4061
GeneID	4061
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-101 do LY6E humano (NP_002337.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16553
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo