


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ly75 (Dec-205/Cd205) Para Wb/Elisa - O60449

Número do item: CM0017031



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LY75 (DEC-205, CD205) humano, desenvolvido contra proteína recombinante (aa 216-501). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Indicado para estudos de receptores endocíticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LY75 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6; LY75
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4065
GeneID	4065
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-501 do LY75 humano (NP_002340.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60449
Peso da Proteína	198kDa
Envio	Bolsa de gelo