

## Anticorpo Policlonal Anti-Ly86 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95711

Número do item: CM0030217



### introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-LY86 (MD-1) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com LY86 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata e sinalização de LPS.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | LY86 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 9450                                                                                                                     |
| GeneID              | 9450                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-162 do LY86 humano (NP_004262.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | O95711                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 18kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |