

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ly86 Para Wb, Elisa - O95711

Número do item: CM0019856



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao LY86 humano (MD1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa em imunidade inata e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para LY86
Observações/Apelido	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9450
GeneID	9450
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95711
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de Gelo