


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ly96 Para Wb, Elisa - Q9Y6Y9

Número do item: CM0024430



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LY96 humano (MD-2), validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo. Uma ferramenta essencial para o estudo da sinalização de LPS/TLR4 e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LY96 Rabbit pAb
Observações/Alias	MD2; MD-2; ly-96; ESOP-1; LY96
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23643
GeneID	23643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-160 de LY96 humano (NP_056179.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Y6Y9
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo