


Anticorpo Policlonal Anti-Lyn Para Wb, Elisa - P07948

Número do item: CM0023162



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Lyn humana (JTK8, p53Lyn, p56Lyn) validado para WB e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para o estudo de sinalização de linfócitos B e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Lyn Rabbit pAb
Observações/Alias	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Lyn
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4067
GeneID	4067
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da Lyn humana (NP_002341.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07948
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo