

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lypla1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Número do item: CM0031032



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-LYPLA1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a acil-proteína tioesterase 1 humana e de camundongo (25 kDa), um regulador chave da palmitoilación proteica e do metabolismo de lisofosfolípidios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LYPLA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10434
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da LYPLA1 humana (NP_006321.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75608
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo