

Anticorpo Monoclonal Anti-Lisozima (Lyz) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61626

Número do item: CM0003032



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante contra Lisozima C humana (LYZ) validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para estudos de imunidade inata, defesa antimicrobiana e pesquisa sobre amiloidose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lisozima (LYZ) mAb de Coelho
Observações/Alias	LZM; LYZF1; Lisozima (LYZ)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4069
GeneID	4069
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Lisozima humana (LYZ) (NP_000230.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61626
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo