

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lisozima (Lyz) Para Wb, If-P, Elisa - P61626

Número do item: CM0002221



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Lisozima C humana (LYZ). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Alvo a enzima bacteriolítica em pesquisas de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Lisozima (LYZ)
Observações/Apêndice	LZM; LYZF1; Lisozima (LYZ)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4069
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Lisozima humana (LYZ) (P61626).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P61626
Peso Proteico	17kDa
Remessa	Em saco de gelo