


Anticorpo Policlonal Anti-Lysrs/Kars Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15046

Número do item: CM0017049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LysRS/KARS humano (KARS1), adequado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de rato e camundongo. A LysRS catalisa a aminoacilação do tRNA e atua como uma molécula de sinalização. Validado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LysRS/KARS Coelho pAb
Observações/Apelido	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 298-597 da LysRS/LysRS/KARS humana (NP_005539.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15046
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo