


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lysrs/Kars Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15046

Número do item: CM0009758



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-LysRS/KARS para detecção de lisil-tRNA sintetase em amostras humanas, de camundongo e de rato utilizando WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para matérias-primas de DIV e aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LysRS/KARS mAb de coelho
Observações/Alias	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFNB89; LysRS/KARS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3735
GeneID	3735
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15046
Peso da proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo