


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lyve1 Para Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Número do item: CM0008738



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra LYVE1 humano (receptor 1 de ácido hialurônico das células endoteliais dos vasos linfáticos). Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da biologia das células endoteliais linfáticas e do transporte de hialuronano.

[Saiba mais](#)

Especificação	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra LYVE1
Observações/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10894
ID do gene	10894
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y5Y7
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo