

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Lyve1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bhc0

Número do item: CM0005050



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para LYVE1 de rato, para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta LYVE1 (34kDa) de rato e rato, um receptor de ácido hialurônico endotelial de vasos linfáticos envolvido no transporte de HA e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho LYVE1
Observações/Apelido	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Espécie	Rato
GeneID (humano)	10894
GeneID	114332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-228 do Lyve1 de rato. (NP_444477.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Ratazana
SWISS	Q8BHC0
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em bolsa de gelo