

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Lyve1 Para Wb E Elisa - Q8Bhc0

Número do item: CM0018907



introdução

O anticorpo policlonado de coelho anti-Lyve1 é um pAb de coelho desenvolvido contra Lyve1 de camundongo (aa 30-228), validado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a função do receptor 1 de hialuronano em endotélio linfático e o transporte de hialuronano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Lyve1
Observações/Alias	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Espécie	Camundongo
GeneID	114332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-228 de Lyve1 de camundongo (NP_444477.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8BHC0
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo