


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Lyve1 Para Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Número do item: CM0025601



introdução

Anticorpo policlonado de coelho que reconhece LYVE1 (receptor 1 de ácido hialurônico endotelial de vaso linfático) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo, ideal para pesquisa de vasos linfáticos e hialuronano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	LYVE1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10894
GeneID	10894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-238 da LYVE1 humana (NP_006682.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y5Y7
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo