

Anticorpo Policlonal Anti-LyZL6 Para Wb E Elisa - 075951

Número do item: CM0016900

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LYZL6 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para pesquisa de fertilidade e antimicrobiana, detectando uma proteína de ~17 kDa em amostras de testículo e espermatozoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LYZL6 pAb de Coelho
Observações/Alias	LYC1; LYZB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYZL6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57151
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-148 do LYZL6 humano (NP_065159.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75951
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Em saco de gelo