

Anti-Lztr1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8N653

Número do item: CM0024950



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-LZTR1 validado para WB e ELISA. Detecta LZTR1 humano, de camundongo e de rato, um adaptador específico de substrato do complexo de ligase de ubiquitina E3 BCR que regula a sinalização Ras-MAPK. Ideal para pesquisas em oncologia e doenças do neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LZTR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NS2; NS10; BTBD29; LZTR-1; SWNTS2; LZTR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8216
GeneID	8216
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-545 do LZTR1 humano (NP_006758.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N653
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco com gelo