

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lzts2 Para Wb E Elisa - Q9Brk4

Número do item: CM0014863

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra LZTS2 humano (LAPSER1), um regulador negativo da fragmentação de microtúbulos e da sinalização Wnt. Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	LZTS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LAPSER1; LZTS2
Espécie	Humano
GeneID	84445
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-669 de LZTS2 humano (NP_115805.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9BRK4
Peso da proteína	73 kDa
Transporte	Bolsa de gelo