

## Anticorpo Policlonais Anti-M6Pr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20645

Número do item: CM0021125



### introdução

A CamelBio oferece anticorpos policlonais Anti-M6PR validados para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo do tráfego de enzimas lisossomais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | [Validado por KO] M6PR Rabbit pAb                |
| Observações/Apelidos | SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR |
| Espécie              | Humano                                           |
| GeneID               | 4074                                             |
| Imunógeno            | Proteína recombinante                            |
| Origem               | Coelho                                           |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                           |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                         |
| SWISS                | P20645                                           |
| Peso da Proteína     | 31kDa                                            |
| Envio                | Bolsa de gelo                                    |