


Anticorpo Monoclonal Anti-MacroH2A.1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Número do item: CM0008132



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho macroH2A.1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta macroH2A.1 humano, de camundongo e de rato, uma variante de histona envolvida na repressão transcricional e no metabolismo de NAD⁺. Ideal para pesquisa de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	macroH2A.1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9555
GeneID	9555
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do macroH2A.1 humano (O75367)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75367
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo